

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cklf Pour Wb, Elisa - Q9Ubr5

Numéro d'article: CM0024584

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CKLF validé pour WB et ELISA. Détecte la CKLF humaine, de souris et de rat. La cible est un facteur de type chimiokine impliqué dans l'inflammation, la chimiotaxie et la régénération du muscle squelettique. Idéal pour les études d'immunologie et de développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CKLF Rabbit pAb
Remarques / Alias	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
Espèce	Humain
GeneID	51192
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-67 de la CKLF humaine (NP_057410.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UBR5
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace