

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ckm/Ckb Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06732

Numéro d'article: CM0010618



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CKM/CKB humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CKM/CKB
Remarques/Alias	CKMM ; M-CK ; CPK-M
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1158
ID du gène	1158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3 à 381 de la CKM/CKB humaine (NP_001815.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P06732
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace