


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ckmt1A Pour Wb, Elisa - P12532

Numéro d'article: CM0027190



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-CKMT1A validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la créatine kinase mitochondriale de type U, une enzyme clé du métabolisme énergétique, adaptée aux études sur la fonction mitochondriale et l'homéostasie énergétique cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CKMT1A Lapin pAb
Remarques/Alias	CKMT1; U-MtCK; mia-CK; CKMT1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	548596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 258-417 de CKMT1A humaine (NP_001015001.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12532
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace