


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ckmt1B Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12532

Numéro d'article: CM0026283



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CKMT1B humaine (créatine kinase mitochondriale de type U). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA sur des échantillons humains, souris, rat. 47kDa. Idéal pour les études sur le métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CKMT1B Lapin pAb
Remarques/Alias	CKMT; CKMT1; UMTCK; CKMT1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1159
GeneID	1159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-85 de CKMT1B humaine (NP_066270.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12532
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace