


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ckmt2 Pour Wb Et Elisa - P17540

Numéro d'article: CM0023995



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CKMT2 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre l'humain, la souris et le rat. Cible la créatine kinase mitochondriale de type S, essentielle pour le métabolisme énergétique dans la recherche sur le muscle cardiaque et squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CKMT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SMTCK ; CKMT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1160
GeneID	1160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 230 de la CKMT2 humaine (NP_001816.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17540
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace