

Anticorps Monoclonal Anti-Chaîne Lourde De Clathrine Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00610

Numéro d'article: CM0009909



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne lourde de la clathrine humaine (CLTC, Q00610). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de trafic des puits recouverts et des vésicules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-chaîne lourde de clathrine
Remarques / Alias	Hc ; CHC ; CHC17 ; MRD56 ; CLH-17 ; CLTCL2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1213
Identifiant du gène	1213
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1571 et 1670 de la chaîne lourde de la clathrine humaine (NP_004850.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00610
Poids moléculaire de la protéine	187 kDa
Expédition	Sac de glace