

Anticorps Polyclonal Anti-Chaîne Lourde De Clathrine Pour Wb Et Elisa - Q00610

Numéro d'article: CM0029449



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Chaîne lourde de Clathrine validé pour WB, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Immunogène : peptide synthétique des aa 1550-1650. Idéal pour la recherche sur les puits recouverts, l'endocytose, l'autophagie et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Chaîne lourde de Clathrine
Remarques/Alias	Hc ; CHC ; CHC17 ; MRD56 ; CLH-17 ; CLTCL2 ; Chaîne lourde de Clathrine
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1213
ID du gène	1213
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1550-1650 de la chaîne lourde de Clathrine humaine (NP_004850.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00610
Poids moléculaire de la protéine	192 kDa
Expédition	Sac de glace