

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Chaîne Lourde De Clathrine Pour Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - Q00610 / P53675

Numéro d'article: CM0010001



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité dirigé contre la chaîne lourde de clathrine humaine (CLTC/CLTCL1 ; Q00610/P53675). Validé pour WB, IHC, IF, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'endocytose, la mitose et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Chaîne lourde de clathrine mAb Lapin
Remarques/Alias	Hc ; CHC ; CHC17 ; MRD56 ; CLH-17 ; CLTCL2 ; Chaîne lourde de clathrine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1213/8218
ID de gène	1213/8218
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de la chaîne lourde de clathrine humaine (Q00610).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00610/P53675
Poids moléculaire	191kDa
Expédition	Sac de glace