

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chaîne Lourde De Clathrine Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q00610

Numéro d'article: CM0014975



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la chaîne lourde de clathrine humaine (CLTC), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'endocytose, la mitose et l'autophagie. - Q00610

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Chaîne lourde de clathrine pAb Lapin                                                                                                                    |
| Remarques/Alias      | Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Chaîne lourde de clathrine                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)      | 1213                                                                                                                                                    |
| GeneID               | 1213                                                                                                                                                    |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1451-1675 de la chaîne lourde de clathrine humaine (NP_004850.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                   |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                     |
| SWISS                | Q00610                                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 192kDa                                                                                                                                                  |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                            |