

Anticorps Polyclonal Anti-Claudine 1 Pour Wb & Elisa - O95832

Numéro d'article: CM0020466

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la Claudine 1 humaine, validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la biologie des jonctions serrées, la fonction barrière et les mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Claudine 1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CLD1 ; SEMP1 ; ILVASC ; Claudine 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9076
GeneID	9076
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 137 et 211 de la Claudine 1 humaine (NP_066924.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95832
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace