

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Claudine 1 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O95832

Numéro d'article: CM0007382

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Claudine 1 validé par KD pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte CLDN1 humain, souris et rat. Protéine des jonctions serrées, essentielle pour la barrière épithéliale et l'entrée virale. Idéal pour la recherche en biologie épithéliale et virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé KD] Claudine 1 mAb de lapin
Remarques / Alias	CLD1 ; SEMP1 ; ILVASC
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9076
Identifiant de gène	9076
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95832
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace