

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Claudine-3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15551

Numéro d'article: CM0006785

Introduction

L'anticorps monoclonal lapin anti-Claudine-3 détecte la Claudine-3 humaine (UniProt O15551) et est utilisable pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Essentiel pour la recherche sur les jonctions serrées et les jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Claudine-3 de lapin
Remarques / Alias	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; Claudine-3
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	1365
GenelD	1365
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 121-220 de la Claudine-3 humaine (NP_001297.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15551
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace