

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Claudin-3 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O15551

Numéro d'article: CM0026475

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Claudin-3 humaine (CLDN3). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Espèce	Humain
GeneID	1365
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 141-220 de la CLDN3 humaine (NP_001297.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15551
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace