

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Claudin-4 Pour Wb, Ip, Elisa - O14493

Numéro d'article: CM0005513



### Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Claudin-4 humaine, validé pour WB, IP et ELISA. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées et les études sur le récepteur CPE.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Claudin-4 Lapin mAb                                                                               |
| Remarques/Alias      | CLDN4; CPE-R; CPER; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; claudin-4                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                            |
| GeneID (humain)      | 1364                                                                                              |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 111-209 de la Claudin-4 humaine (NP_001296.1) |
| Source               | Lapin                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                             |
| Application          | WB, IP, ELISA                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                            |
| SWISS                | O14493                                                                                            |
| Poids de la protéine | 22kDa                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                      |