

Anticorps Monoclonal Anti-Claudine 5 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - 000501

Numéro d'article: CM0011182

Introduction

mAb de lapin anti-Claudine 5 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, IP et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées et l'étude des jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Claudine 5
Remarques/Alias	AWAL ; BEC1 ; TMVCF ; TMDVCF ; CPETRL1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7122
GenelD	7122
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 119 à 218 de la Claudine 5 humaine (NP_001349995.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	000501
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace