

Anticorps Polyclonal Anti-Claudine 6 Pour Wb Et Elisa - P56747

Numéro d'article: CM0021016

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Claudine 6 humaine (CLDN6), validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur les jonctions serrées et l'entrée du VHC dans les cellules hépatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre Claudine 6
Remarques / Alias	CLDN6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9074
Identifiant du gène	9074
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 121 et 220 de la Claudine 6 humaine (NP_067018.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56747
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant