

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Claudine 6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56747

Numéro d'article: CM0006448

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Claudine 6 humaine. Convient pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur les jonctions serrées et l'entrée du VHC.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du Produit	Claudine 6 mAb Lapin
Remarques/Alias	Skullin
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9074
GenelD	9074
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 119-219 de la Claudine 6 humaine (NP_067018.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56747
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace