

Anticorps Monoclonal Abflo 647 Anti-Claudin18.2 Pour Cytométrie En Flux - P56856-2

Numéro d'article: CM0009760

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ABflo 647 de haute qualité ciblant le Claudin18.2 humain (isoforme A2). Validé pour la cytométrie en flux, reconnaissant une protéine de jonction serrée de 27kDa exprimée dans la muqueuse gastrique. Idéal pour la recherche sur la barrière gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Claudin18.2 mAb
Remarques/Alias	SFTA5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51208
ID de gène	51208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-261 du Claudin18.2 humain (NP_001002026.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56856-2
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace