

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Claudin18.2 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P56856-2

Numéro d'article: CM0011266

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Claudin18.2 de haute qualité validé pour IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées gastriques et la fonction barrière. SWISS : P56856-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Claudin18.2 mAc Lapin
Remarques/Alias	SFTA5 ; SFTPJ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51208
GeneID	51208
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56856-2
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace