


Anticorps Polyclonal Anti-Clca1 Pour Wb, If-P, Elisa - A8K7I4

Numéro d'article: CM0012875



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CLCA1 (régulateur 1 du canal chlore activé par le calcium). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'hypersécrétion de mucus, l'inflammation et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CLCA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CACC, GOB5, CACC1, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1179
GeneID	1179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-150 du CLCA1 humain (NP_001276.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A8K7I4
Poids Protéique	100kDa
Expédition	Sac glacé