

Anticorps Polyclonal Anti-Clcc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S66

Numéro d'article: CM0021540

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CLCC1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible le canal chlore du réticulum endoplasmique important pour l'homéostasie du calcium et la survie neuronale. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur le stress du RE et la rétine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CLCC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MCLC; RP32; CLCC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23155
GeneID	23155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 302-501 du CLCC1 humain (NP_055942.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96S66
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace