


Anticorps Polyclonal Anti-Clcn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35523

Numéro d'article: CM0025612



Introduction

Le pAc Lapin CLCN1 (P35523) est un anticorps polyclonal ciblant la protéine du canal chlore 1 humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur l'excitabilité du muscle squelettique et les canalopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin CLCN1
Remarques/Alias	CLC1; CLCN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1180
GeneID	1180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 779-988 du CLCN1 humain (NP_000074.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35523
Poids de la Protéine	109kDa
Expédition	Sac de glace