


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Clcn1 Pour Wb Et Elisa - P35523

Numéro d'article: CM0003483



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CLCN1 de haute qualité pour WB et ELISA. Cible la protéine 1 du canal chlorure humain, un canal ionique voltage-dépendant crucial pour l'excitabilité du muscle squelettique et le maintien du potentiel de membrane au repos.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLCN1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CLC1 ; CLCN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1180
GeneID	1180
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 889-988 de CLCN1 humain (NP_000074.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35523
Poids moléculaire protéique	109 kDa
Expédition	Sac de glace