


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clcn7 Pour Wb Et Elisa - P51798

Numéro d'article: CM0027875



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CLCN7 validé pour les applications de Western blot et ELISA. Détecte la protéine CLCN7 (CLC-7) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'acidification lysosomale, le transport de chlorure et l'ostéopétrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLCN7 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1186
GeneID	1186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 626-805 du CLCN7 humain (NP_001278.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51798
Poids moléculaire	89kDa
Expédition	Sac de glace