


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clcnka Pour Wb, Elisa - P51800

Numéro d'article: CM0028531



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin CLCNKA validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains et murins. Cible le canal chlore CIC-Ka, impliqué dans l'audition et la fonction rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLCNKA Lapin pAb
Remarques/Alias	CLCK1; CIC-K1; hCIC-Ka; CLCNKA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1187
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-644 du CLCNKA humain (NP_001244068.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51800
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace