

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cldn10 Pour Wb, Elisa - P78369

Numéro d'article: CM0027357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CLDN10 validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Cible la Claudine-10 humaine, une protéine de jonction serrée qui régule la perméabilité ionique paracellulaire, adapté à la recherche rénale et épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDN10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9071
GeneID	9071
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de CLDN10 humain (NP_008915.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P78369
Poids protéique	24kDa
Expédition	Sac isotherme