

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cldn11 Pour Wb, Elisa - 075508

Numéro d'article: CM0029507

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CLDN11 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît la claudine-11 humaine et murine, une protéine des jonctions serrées impliquée dans l'adhésion cellulaire et la leucodystrophie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDN11 pAb de lapin
Remarques/Alias	OSP ; OTM ; HLD22 ; CLDN11
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5010
GenelD	5010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-207 de la CLDN11 humaine (NP_005593.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075508
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace