

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clon11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075508

Numéro d'article: CM0017791

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CLDN11 conçu pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît la CLDN11 humaine, de souris et de rat, un composant des jonctions serrées impliqué dans l'adhésion intercellulaire. Idéal pour les études de neurobiologie et de fonction de barrière.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDN11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5010 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la CLDN11 humaine (NP_005593.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075508
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace