

Anticorps Polyclonal Anti-Clon17 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56750

Numéro d'article: CM0013221

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Claudine-17 humaine (CLDN17) pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les jonctions serrées et le transport d'anions.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CLDN17 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLDN17
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	26285
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et l'extrémité C-terminale de la CLDN17 humaine (NP_036263.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P56750
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace