

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cldn3 Pour Wb, Elisa - O15551

Numéro d'article: CM0016745

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CLDN3 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur les jonctions serrées et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDN3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RVPI; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Espèce	Humain
Identifiant de gène	1365
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 141-220 de la CLDN3 humaine (NP_001297.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O15551
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace