

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cldn5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00501

Numéro d'article: CM0018336

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre CLDN5, adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour les études sur les jonctions serrées et la fonction barrière.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CLDN5
Remarques/Alias	AWAL ; BEC1 ; TMVCF ; TMDVCF ; CPETRL1 ; CLDN5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7122
GenelD	7122
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 119 et 218 de la CLDN5 humaine (NP_001349995.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00501
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace