

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clnd1 Pour Wb, Elisa - Q9Ny35

Numéro d'article: CM0025632

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CLDND1 humain, une protéine des jonctions serrées régulant la perméabilité aux petites molécules. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDND1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56650
GeneID	56650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-138 du CLDND1 humain (Q9NY35).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NY35
Poids Moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace