


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caspase-1 Clivée P20 Pour Wb, Elisa - P29466

Numéro d'article: CM0007082



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la sous-unité p20 clivée de la caspase-1 humaine, validé pour WB et ELISA. Adapté aux études sur l'activation de l'inflammasome, la pyroptose et le traitement des cytokines inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Cleaved Caspase-1 p20 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1 p20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	834
GeneID	834
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la Caspase-1 p20 humaine (NP_001244047.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P29466
Poids de la protéine	10KDa/29KDa/35KDa/42KDa/45KDa
Expédition	Sac de glace