


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caspase 3 Clivée P12 Pour Wb, Elisa - P42574

Numéro d'article: CM0011993



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité ciblant le fragment de clivage p12 de la caspase-3 humaine (P42574). Validé pour WB et ELISA, il soutient les études sur les mécanismes d'apoptose et le développement de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B
Espèce	Humain
Identifiant génique (humain)	836
Identifiant génique	836
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 171 et 270 de la Caspase 3 clivée p12 humaine (NP_004337.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42574
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace