


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Caspase-8 Clivée (Asp384) Pour Wb, Elisa - Q14790

Numéro d'article: CM0004729



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Caspase-8 clivée (Asp384). Validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains. Adapté aux applications de recherche sur l'apoptose, la nécroptose et la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la Caspase-8 clivée (Asp384)
Remarques / Alias	CAP4 ; MACH ; MCH5 ; FLICE ; ALPS2B ; Casp-8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	841
GeneID	841
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 371-470 de la Caspase-8 humaine (NP_203519.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14790
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace