


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gasdermine D Clivée (N-Terminale) Pour La Recherche Sur La Pyroptose - P57764

Numéro d'article: CM0006306



Introduction

Anticorps monoclonal lapin hautement spécifique ciblant le fragment N-terminal clivé de la Gasdermine D humaine (P57764). Convient pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la pyroptose, de l'activation de l'inflammasome et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] Gasdermine D Clivée (N Terminale) mAb Lapin
Remarques/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	79792
ID de Gène	79792
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus entourant l'Asp275 de la Gasdermine D humaine (NP_079012.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P57764
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace