

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clec11A Pour Wb, Elisa - Q9Y240

Numéro d'article: CM0025860

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CLEC11A humain, validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de l'ostéogenèse, du maintien osseux et de la recherche sur les tissus squelettiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLEC11A Rabbit pAb
Remarques/Alias	P47 ; SCGF ; LSLCL ; CLECSF3 ; CLEC11A
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6320
GenelD	6320
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-323 du CLEC11A humain (NP_002966.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y240
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace