

Anticorps Polyclonaux Anti-Clec12A Pour Wb, If-P, Elisa - Q5Qgz9

Numéro d'article: CM0029919



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CLEC12A humain (CLL-1, MICL), validé pour WB, IF-P, ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'activation des cellules myéloïdes et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CLEC12A Lapin pAb
Remarques/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2; CLEC12A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	160364
GeneID	160364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66-265 du CLEC12A humain (NP_612210.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5QGZ9
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace