

Anticorps Polyclonal Anti-Clec1B Pour Wb, Elisa - Q9P126

Numéro d'article: CM0029272



Introduction

Anticorps Polyclonal Anti-CLEC1B à haute spécificité validé pour WB et ELISA. Détecte le CLEC1B humain, souris et rat, un récepteur plaquettaire PDPN impliqué dans la thrombose et la biologie vasculaire. Idéal pour un usage immunodiagnostique et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CLEC1B Lapin pAb
Remarques/Alias	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; 1810061I13Rik; CLEC1B
Espèce	Humain
GeneID	51266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-196 du CLEC1B humain (NP_001092901.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P126
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace