


## Anticorps Monoclonal Anti-Clec3B/Tétranectine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05452

Numéro d'article: CM0008963



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CLEC3B/Tétranectine humaine (P05452), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Idéal pour l'étude de la fonction rétinienne, du conditionnement exocytotique et de la liaison au plasminogène.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                 |
|----------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit       | Ac anti-CLEC3B/Tétranectine de lapin   |
| Remarques/Alias      | TN ; TNA ; MCDR4 ; CLEC3B/Tétranectine |
| Espèce               | Humaine                                |
| GeneID (humain)      | 7123                                   |
| GeneID               | 7123                                   |
| Immunogène           | Peptide synthétique                    |
| Source               | Lapin                                  |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                  |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                      |
| Réactivité croisée   | Homme, souris, rat                     |
| SWISS                | P05452                                 |
| Poids de la protéine | 21 kDa                                 |
| Expédition           | Sac de glace                           |