


Anticorps Polyclonal Anti-Clec3B/Tétranectine Pour If/Cci, Elisa - P05452

Numéro d'article: CM0025057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CLEC3B/Tétranectine humaine, adapté pour IF/CCI et ELISA. Il cible la lectine de type C sécrétée impliquée dans la liaison au plasminogène, la fonction rétinienne et l'exocytose. Idéal pour l'étude des interactions entre protéines plasmatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLEC3B/Tétranectine Lapin pAb
Remarques/Alias	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7123
GeneID	7123
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-202 de la CLEC3B/Tétranectine humaine (NP_003269.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05452
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace