


Anticorps Polyclonal Anti-Clec4D Pour Wb, If-P, Elisa - Q8Wxi8

Numéro d'article: CM0026887



Introduction

pAc Lapin CLEC4D de haute qualité validée pour WB, IF-P, ELISA. Reconnaît le CLEC4D humain, souris, rat (CD368, Dectin-3). Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les récepteurs de reconnaissance de motifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAc Lapin CLEC4D
Remarques/Alias	MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	338339
GeneID	338339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-215 du CLEC4D humain (NP_525126.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXI8
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace