

Anticorps Polyclonal Anti-Clec4E Pour Wb, Elisa - Q9R0Q8

Numéro d'article: CM0027975

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CLEC4E (Mincle) de souris, un récepteur immunitaire inné de type lectine de type C. Adapté pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour les études de reconnaissance des motifs et de défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CLEC4E
Remarques/Alias	Mincle ; Clecsf9
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	26253
GeneID	56619
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-200 de la CLEC4E/MINCLE de souris (NP_064332.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9R0Q8
Poids protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace