


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clec5A Pour Wb Et Elisa - Q9Ny25

Numéro d'article: CM0028197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CLEC5A (MDL-1) humaine, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, les infections virales et l'ostéoclastogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLEC5A Rabbit pAb
Remarques/Alias	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	23601
Identifiant du gène	23601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 188 de la CLEC5A humaine (NP_037384.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NY25
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace