

Anticorps Polyclonal Anti-Clec7A Pour Wb, Elisa - Q9Bxn2

Numéro d'article: CM0026675

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CLEC7A (Dectin-1) humaine. Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'immunité innée, la reconnaissance fongique et la signalisation par les bêta-glucanes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLEC7A Rabbit pAb
Remarques / Alias	BGR ; CD369 ; CANDF4 ; SCARE2 ; DECTIN1 ; CLECSF12 ; CLEC7A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64581
GeneID	64581
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 140 et 240 de la protéine CLEC7A humaine (NP_922938.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXN2
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace