


Anticorps Polyclonal Anti-Clc1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000299

Numéro d'article: CM0016992



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CLIC1 humaine (protéine 1 du canal chlorure intracellulaire) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur les canaux ioniques et la biologie du redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CLIC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1192
Identifiant de gène	1192
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00299
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac isotherme