

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-CLIC4 Pour Wb Et Elisa - Q9Y696

Numéro d'article: CM0002598

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-CLIC4 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le CLIC4 humain, murin, de rat (~29 kDa). Idéal pour étudier la fonction des canaux ioniques, la régulation redox et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLIC4 Rabbit mAb
Remarques/Alias	H1 ; huH1 ; p64H1 ; CLIC4L ; MTCLIC ; CLIC4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	25932
ID du gène	25932
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du CLIC4 humain (NP_039234.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y696
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace