


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-CLIC4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y696

Numéro d'article: CM0028391



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CLIC4 humain (p64H1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les canaux chlorure intracellulaires, les oxydoréductases et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLIC4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	H1 ; huH1 ; p64H1 ; CLIC4L ; MTCLIC ; CLIC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25932
GeneID	25932
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-253 du CLIC4 humain (NP_039234.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y696
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace