


Anticorps Polyclonal Anti-Clip1 Pour Wb, Elisa - P30622

Numéro d'article: CM0017178



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CLIP1 humain, validé pour WB et ELISA, réactive croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine de suivi de l'extrémité plus des microtubules impliquée dans la dynamique du cytosquelette et le trafic vésiculaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et la biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLIP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6249
GeneID	6249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1228-1427 de CLIP1 humain (NP_002947.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30622
Poids protéique	162 kDa
Expédition	Sac de glace