


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clip1 Pour Wb, Elisa - P30622

Numéro d'article: CM0030379



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine lieuse 1 contenant un domaine CAP-Gly humaine (CLIP1/CLIP-170). Validé pour Western blot et ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la dynamique des microtubules et le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CLIP1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques / Alias    | RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| ID du gène (Humain)  | 6249                                                                                                                            |
| ID du gène           | 6249                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1228-1427 de CLIP1 humaine (NP_002947.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                | P30622                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 162 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |